

# DERMOSOFT e

WWW.DERMOSOFT.IT



TAUMEDIKA SRL

Via Monte Giberto, 33  
00138 Roma (RM)  
Tel. +39.0765.481614

INFO@TAUMED.IT WWW.TAUMED.IT



DERMOSOFT è un prodotto distribuito in esclusiva da Taumedika Srl



DERMOSOFT

## ■ IL PRIMO SOFTWARE DI DERMOSCOPIA

CHE NON TI OBBLIGA ALL'ACQUISTO  
DI UN VIDEO-DERMATOSCOPIO DIGITALE



**D**ERMOSOFT rappresenta una soluzione alternativa e per molti aspetti, innovativa nel panorama della dermatoscopia digitale. È un software di dermatoscopia che utilizza lo stesso dermatoscopio ottico che il dermatologo usa nella pratica quotidiana. Nessun obbligo di acquistare un dermatoscopio digitale dedicato, a tutto vantaggio della economicità e della trasportabilità del sistema.

Già da tempo molti dermatologi utilizzano smartphone o tablet per acquisire e conservare le immagini dermatoscopiche dei propri pazienti.

I problemi maggiori si riscontrano nell'archiviazione, nel reperimento delle immagini ai controlli successivi e nella difficoltà di refertare le immagini acquisite.

UTILIZZA IL TUO DERMATOSCOPIO OTTICO IN UN PROGRAMMA DI DERMATOSCOPIA DIGITALE

DERMOSOFT supera questi limiti trasferendo le immagini dal dispositivo mobile al computer tramite collegamento Wi-Fi ad una stessa rete locale. Nessun programma deve essere installato sul dispositivo mobile e nessuna immagine rimarrà nella memoria dello smartphone o del tablet risolvendo problemi di saturazione della memoria e di sicurezza dei dati.

DAI DERMATOLOGI PER I DERMATOLOGI

Qualsiasi dispositivo mobile provvisto di browser come Safari o Chrome può essere utilizzato per acquisire l'immagine macroscopica del paziente che servirà da mappa per localizzare, tramite indicatori numerati, l'immagine del dermatoscopio ottico digitalizzata mediante lo stesso smartphone o tablet. Mediante un adattatore fornito con il programma anche il tuo dermatoscopio ottico si può interfacciare meccanicamente con qualsiasi smartphone o tablet.



#### ■ INTUITIVO

DERMOSOFT nasce dalle indicazioni dei dermatologi che hanno selezionato le sole funzioni effettivamente utili nella pratica quotidiana, minimizzando i passaggi e le azioni da mouse o da tastiera. Il tutto a vantaggio della semplicità operativa. Il dermatologo è libero di concentrarsi sulla valutazione dell'immagine senza essere distratto da una serie di opzioni che nella pratica clinica finiscono per non essere utilizzate.



#### ■ TRASPORTABILE

Tutta la dermatoscopia digitale in un sistema veramente portatile: se il paziente non viene alla dermatoscopia portiamo noi la dermatoscopia ad ogni paziente.



#### ■ ECONOMICO

L'investimento iniziale è nettamente inferiore a qualsiasi altra soluzione professionale presente sul mercato ed è possibile sfruttare le apparecchiature esistenti utilizzandole con il programma.



#### ■ VELOCE

Il referto può essere formulato selezionando, da un menù di opzioni, le caratteristiche dermatoscopiche della lesione, l'ipotesi diagnostica, i consigli al paziente. Il referto così generato, fondendo i testi preformati in base alle indicazioni dell'utilizzatore, è quasi sempre completo e direttamente stampabile anche se ovviamente è possibile apportare qualsiasi modifica prima della stampa.



■ GRAZIE ALLE DOTI DI EFFICIENZA E SEMPLICITÀ, LEGATE AD UNA INTERFACCIA SEMPLICE ED INTUITIVA, DERMOSOFT REALIZZA UN AMBIENTE DI LAVORO ADATTO ALLE MODALITÀ REALI DI UTILIZZO CLINICO AMBULATORIALE.

CARATTERISTICA UNICA DI DERMOSOFT È LA PRESENZA, ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA, DI UN SINTETICO TESTO-ATLANTE CONSULTABILE PER OGNIUNA DELLE OPZIONI PRESENTI NELLA REFERTAZIONE ASSISTITA

#### ■ SISTEMA COMPLETO

- Computer portatile
- Router wi-fi
- Stampante Epson Ecotank
- Pad o smartphone di ultima generazione
- Adattatore per dermascopio



INTUITIVO / TRASPORTABILE  
ECONOMICO / VELOCE

MEDIANTE UN ADATTATORE FORNITO CON IL PROGRAMMA ANCHE IL TUO DERMATOSCOPIO OTTICO SI PUÒ INTERFACCIARE MECCANICAMENTE CON QUALSIASI SMARTPHONE O TABLET

#### ■ FUNZIONI PRINCIPALI

- Utilizza pad o smartphone e il dermatoscopio ottico per acquisire le immagini del paziente e dermatoscopiche
- Anagrafica paziente
- Esportazione su archivi esterni
- Foto clinica del paziente associata alla visita
- Immagine di localizzazione da manichino oppure da foto del paziente
- Completa gestione dei puntatori sull'immagine di localizzazione
- Foto dermatoscopica anche da archivio preesistente o acquisita
- Confronto immagini
- 2920 diagnosi dermatologiche cui associare le tue impostazioni personali di anamnesi, esame o terapie
- Refertazione assistita mediante testi preformati
- Atlante dermatoscopico interno
- Stampa referto e frontespizio personalizzata
- Gestione segreteria da secondo computer
- Calcolo codice fiscale e fatturazione al paziente
- Aggiornamenti periodici automatici
- Video-tutorial online
- Tele assistenza